

Contactlinsenpflege



Contopharma Pflegeprodukte



Oberflächenreiniger "i-clean!"

"i-clean!" ist die ideale Reinigungslösung für nahezu alle formstabilen und weichen Contactlinsen. Durch spezielle Inhaltsstoffe erfolgt eine nachhaltige Entfernung von Ablagerungen auf der Contactlinsenoberfläche. "i-clean!" enthält zusätzlich Isopropanol (Alkohol) und ist damit auch hervorragend fettlösend.

Die eher wässrige Lösung ist leicht abzuspülen und ergibt eine stärkere mechanische Reinigungsleistung als ein "seifiger" Reiniger, ohne die Nachteile einer abrasiven Lösung. "i-clean!" ist somit auch bestens geeignet für oberflächenbeschichtete Materialien. "i-clean!" darf nicht bei TL.Aero Silikonhydrogellinsen angewendet werden. **Inhalt 50ml**



Aufbewahrungslösung "i-comfort!"

Die Lösung Contopharma "i-comfort!" dient zur Aufbewahrung und zum Abspülen aller gängigen formstabilen, gasdurchlässigen Contactlinsen. Durch ein spezifisches Benetzungsmittel und einen Filmbildner, wird eine optimale Verträglichkeit der Contactlinsen beim Aufsetzen erreicht.

Eine zuverlässige Desinfektionswirkung für formstabile, gasdurchlässige Contactlinsen wird bereits ab 2 Stunden Einlegezeit erreicht. Die Lösung Contopharma "i-comfort!" ermöglicht beste Verträglichkeit und optimale Benetzung der Contactlinsen während des Tragens. **Inhalt 250ml oder 100ml**



Comfort-Lösung "drop & see"

Benetzungslösung mit Hyaluron

Im Unterschied zu herkömmlichen Benetzungslösungen fördert "drop & see" durch Hyaluronsäure und Mineralsalze eine Langzeitstabilität der Augenoberfläche. So wird belastenden Einflüssen der Umwelt sowie Ermüdung und Reizung des Auges entgegengewirkt. "drop & see" hat eine geringe Viskosität und ist damit ideal zum Benetzen unserer "sleepLens" ORTHO-K Linsen. **Inhalt 25ml**



Comfort-Lösung "lens & lid"

Benetzungslösung mit Hyaluron und Tensiden

Mit einer speziellen Kombination von Hyaluron, Mineralsalzen und Tensiden wird, neben dem Erhalt von Komfort und Sicherheit für das Auge, einer Verschmutzung der Contactlinse während des Tragens vorgebeugt.

Durch eine neuartige Zusammensetzung vermindert "lens & lid" die Entstehung von Verunreinigungen an der Contactlinse. Die Lösung "lens & lid" eignet sich besonders für die Nachbenetzung bei erhöhter Neigung zur Bildung von Ablagerungen an den Contactlinsen, insbesondere auch bei Pollenflug. **Inhalt 25ml**



All-in-One Solution "simply one"

Durch spezielle Inhaltsstoffe wie Tenside, Hyaluron und Mineralsalze wird eine reinigende, desinfizierende und optimierende Wirkung bei der Pflege der Contactlinsen sowie auch für die Benetzung deren Oberflächen erreicht.

Diese Multifunktionslösung kann zum Reinigen, Desinfizieren, Spülen und Aufbewahren sowie Benetzen verwendet werden. Die Universal Comfort-Lösung "simply one" ergibt einen spontanen wie auch nachhaltig guten Tragekomfort mit den Linsen. Die Lösung "simply one" wird besonders für weiche Austauschlinsen mit bis zu 3-monatigem Austauschintervall und den TL.Aero Silikonhydrogellinsen empfohlen. **Inhalt 350ml**

Concare Pflegeprodukte



Peroxidsystem "Concare Sept"

Einstufen-Peroxidsystem 3 % ohne Konservierungsstoffe zur sicheren Desinfektion und einfachen Neutralisation mit Katalysatorscheibe. Geeignet für alle konventionellen Weichlinsen und für hydrogele und silikonhydrogele Austauschlinsen. Kann auch für formstabile Contactlinsen und Ortho-K Linsen verwendet werden.

Inhalt Multipack:

3 x 250 ml Concare® SEPT 3 % Wasserstoffperoxid (ohne Konservierungsstoffe)

1 x 360 ml Concare® Kochsalzlösung (konservierungsmittelfrei)

12 x Proteinentfernungstabletten

3 x Behälter mit Platin-Katalysator zur Neutralisierung



Inhalt Minikit

1 x 100 ml Concare® SEPT 3 % Wasserstoffperoxid

1 x 120 ml Concare® Kochsalzlösung (konservierungsmittelfrei)

2 x Proteinentfernungstabletten

1 x Behälter mit Platin-Katalysator zur Neutralisation



Concare "Kochsalzlösung"

Sterile, isotonische gepufferte Lösung, enthält bis zu 0,005 % w/v Wasserstoffperoxid, konservierungsmittelfrei. Zum Abspülen der Contactlinsen nach der Reinigung oder vor dem Aufsetzen der Contactlinsen auf das Auge.

Zum Abspülen von allen weichen und formstabilen Contactlinsen

Zum Auflösen von Proteinentfernungstabletten und Abspülen des CL-Behälters

Konservierungsmittelfrei, pH-neutral

Im Concare® SEPT Multipack und CONCARE® SEPT Minikit enthalten

Inhalt 360ml oder 100ml



Concare "Classic" Aufbewahrungslösung

Lösung zum Aufbewahren, Aufsetzen und Desinfizieren. Geeignet für alle formstabilen Contactlinsen.

Inhalt 120ml



Benetzungslösung "Hy-Lub"

Befeuchtungstropfen mit herausragenden Eigenschaften: Erhöhte Verweildauer!

Die neu entwickelte langkettige Molekularstruktur der Hyaluronsäure führt bei CONCARE® HY-LUB zu einer deutlich erhöhten Verweildauer auf dem Auge. Das Wohlfühlgefühl hält sich über einen langen Zeitraum. Frei von Konservierungsstoffen! Somit ideal für sensible Augen und für dauerhafte Nutzung.

Dank einer modifizierten Mehrdosisflasche kann auf Konservierungsstoffe verzichtet werden. Das ausgereifte Filter- und Dosiersystem gewährleistet eine Nutzungsdauer nach dem Öffnen von drei Monaten. **Inhalt 10ml**

Zubehör



"FluoGP" Flouresceinstreifen

Flouresceinstreifen (kleinmolekular) zur Anpassung von formstabilen Linsen, mit CE-Kennzeichnung.

100 Streifen pro Box



"FluoSoft" Flouresceinstreifen

Flouresceinstreifen (großmolekular), geeignet bei der Weichlin-sen-anpassung, mit CE-Kennzeichnung. Ideal auch zur besseren Erkennung von Gravuren auf torischen Weichlinsen zur Stabilisationsmessung.

50 Streifen pro Box



CONTABELLE Handseife und Handpflege

Durch die Reinigung der Hände mit rückfettenden Seifen bleiben auf den Contactlinsen lipide Rückstände haften. An diesen Rückständen können sich während des Tragens weitere Substanzen aus der Umwelt und Zellreste im Tränenfilm anlagern, was den Tragekomfort durch die reduzierte Benetzbarkeit der Linsenoberfläche beeinträchtigen kann.

"Contabelle Handseife" reinigt die Hände restlos sauber. Dadurch wird die Anlagerung von Hautfetten und -schuppen, die sich auf den Contactlinsenoberflächen störend auf den Tragekomfort auswirken, verhindert.

Um nach dem Händewaschen die Rückfettung der Haut zu erreichen, empfehlen wir nach der Handhabung der Contactlinsen die Anwendung mit **"Contabelle Handpflege"**. Nach der Anwendung fühlt sich die Haut wieder gepflegt und geschmeidig an.

Contabelle Handseife Inhalt 150ml | Contabelle Handpflege Inhalt 75ml



"Hartlinsenbehälter"

Flache Hartlinsenbehälter, ideal für den Versand oder zur Trockenlagerung von Ersatzlinsen.

TECHLENS

WL Contactlinsen GmbH

Schleißheimer Str. 267
80809 München (DE)

Tel: +49 89 32 36 7000

Fax: +49 89 32 44 712

info@techlens.de

www.techlens.de